

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Status:
2019-03

Gentle Skin® sensitive

Unser beliebtester Untersuchungshandschuh aus Latex



Physikalische Eigenschaften / Physical properties

REF	Größe / Size	Länge / Length (mm)	Breite / Width (mm)	PZN	
nicht lieferbar	1221RXST	Extra-Small	min. 240	≤ 80	02243563
nicht lieferbar	1221RST	Small	min. 240	80 ± 10	02243586
	1221RMT	Medium	min. 240	95 ± 10	02243592
	1221RLT	Large	min. 240	110 ± 10	02243600
nicht lieferbar	1221RXLT	Extra-Large	min. 240	≥ 110	02243617

Reißkraft / Tensile strength (N)	AQL	Bioburden (CFU)
Vor Alterung / Before aging ≥ 6 N	AQL 1,5	< 300 (CFU = colony-forming unit)
Nach Alterung / After aging ≥ 6 N		

Wandstärke / Thickness (mm)	
Schaft / Cuff	min. 0,080 mm
Handfläche / Palm	min. 0,110 mm
Finger / Finger	0,130 mm ± 0,020

Prüfnormen / Testing standards	
EN 455-1 / -2 / -3 / -4	Ja / Yes
EN 374-1 / -2 / -4 / -5	Ja / Yes
EN 16523-1	Ja / Yes
EN 420	Ja / Yes

Allgemeine Informationen

Produktbeschreibung Latexuntersuchungshandschuh, naturweiß, puderfrei, unsteril, texturiert, Rollrand, beidhändig passend, für den Einmalgebrauch.

Inhaltsstoffe Naturkautschuklatex, KOH, Sulfur, ZDEC, TiO₂, ZnO, Vultamol, CaCO₃. Frei von: MBT und Thiuramen

Oberflächenbehandlung Doppelchlorinierung

Verpackungseinheit: 1 Karton = 10 Packungen á 100 Stk.

Preis pro Karton: € 95,- inkl. MwSt. und Versand

Lieferung kurzfristig nur so lange vorrätig! Nach Eingang erhalten Sie eine Auftragsbestätigung zur Vorkasse.

Haltbarkeit

3 Jahre bei produktgerechter Lagerung: kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht schützen, Temperaturen unter 5 °C und über 30 °C vermeiden.

Qualitätszertifikate

- EN ISO 13485:2016
- 93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse
- Verordnung (EU) 2016/425: Persönliche Schutzausrüstung Kat. III (weitere Informationen siehe Primärverpackung)
- Lebensmittelkonformität gem. EG-Verordnung 1935/2004

BESTELLUNG per Fax: 09181-261101 | Email: mail@juramed.de

Bestellung

_____ Karton 1221RMT

_____ Karton 1221RLT

.....	
Titel, Vorname, Name	
.....	
PLZ	Ort
Straße, Hausnummer	
.....	
Tel. Nr.	Email